# CLEAN & MORE

Desinfektion • Personalhygiene • PSA-Aufbereitung

- Hände- und Hautdesinfektion
- Flächendesinfektion
- Desinfektionsreinigung
- Instrumentendesinfektion
- Atemschutz-Desinfektion
- Applikationshilfen, Dosiertechnik
- Hygienetraining



Für Pflegeheime und Praxen, Feuerwehren und Rettungsdienste, Gastronomie und Lebensmittelherstellung, Industrie, Gebäudereinigung, Schulen, Kindergärten, ...



# **HAUT UND HÄNDE**



Händedesinfektionsmittel auf Ethanol-Basis mit sehr guter Wirksamkeit gegen Viren zur hygienischen Händedesinfektion.

- ✓ vollviruzid gem. RKI-Richtlinie
- ✓ gegen alle behüllten und unbehüllten Viren
- ✓ umfassend bakterizid, inkl. MRSA
- √ mit Rückfettern
- ✓ Einwirkzeit gem. VAH nur 15 Sek.

Art. 10150, 100 ml Kittelflasche Art. 10151, 500 ml Flasche Art. 10152, 1L Flasche

Art. 10153, 5L Kanister



Händedesinfektionsmittel auf 2-Propanol-Basis mit sehr guter Wirksamkeit gegen Bakterien und Pilze zur hygienischen Händedesinfektion.

- ✓ gegen alle behüllten Viren, auch gegen Noro
- ✓ umfassend bakterizid, inkl. MRSA
- ✓ mit Rückfettern
- ✓ Einwirkzeit gem. VAH nur 30 Sek.

Art. 10210, 100 ml Kittelflasche

Art. 10211, 500 ml Flasche

Art. 10212, 1L Flasche

Art. 10212, 11 Hasche Art. 10213, 5L Kanister

#### **Curacid HD-sept**

Haut- und Händedesinfektionsmittel auf 2-Propanol-Basis mit sehr guter Wirksamkeit gegen Bakterien und Pilze zur hygienischen Händedesinfektion.

- ✓ gegen alle behüllten Viren, inkl. Noro
- ✓ umfassend bakterizid, inkl. MRSA
- ✓ ohne Rückfetter
- ✓ Einwirkzeit gem. VAH nur 30 Sek.

Art. 10249, 100 ml Kittelflasche

Art. 10250, 250 ml Sprühflasche

Art. 10251, 500 ml Flasche

Art. 10252, 1L Flasche

Art. 10253, 5L Kanister

#### **Curacid HD Lotio**

Händedekontamination zur hygienischen Händewaschung, z. B. für die Lebensmittelproduktion. Waschen und Desinfizieren in einem Schritt.

- ✓ gegen alle behüllten Viren
- ✓ umfassend bakterizid, inkl. MRSA, Salmonellen und Listerien
- ✓ Einwirkzeit gem. VAH nur 30 Sek.

Art. 10500, 500 ml Flasche Art. 10501, 1L Flasche

Art. 10502, 5L Kanister









#### **Curacid WL antibak**

MRSA-Waschlotion zur hygienischen Ganzkörperwaschung von Haut und Haaren. Waschen und Desinfizieren in einem Schritt.

- √ speziell gegen MRSA-Keime
- ✓ sehr gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit
- ✓ Einwirkzeit nur 30 Sek.

Art. 10550, 500 ml Flasche

#### **Curacid WL**

**Pflegende Waschlotion** zur gründlichen Reinigung von Haut und Händen.

- ✓ pH-neutral, seifen- und alkalifrei
- ✓ leichte Abspülbarkeit zur Vermeidung von Wechselwirkungen mit Händedesinfektionsmitteln

Art. 10300, 500 ml Flasche Art. 10301, 1L Flasche Art. 10302, 5L Kanister

#### **Curalind Soft**

Pflegendes Dusch- und Waschgel zur Ganzkörperpflege.

- ✓ zum Duschen, Baden und für die Haarwäsche
- ✓ milde Tenside und wertvolle Rückfetter sorgen für hohe Hautverträglichkeit
- ✓ Panthenol erhöht das Feuchthaltevermögen

Art. 10705, 500 ml Flasche Art. 10707, 5L Kanister

#### **Lotio Lind Professional**

Handlotion zur Pflege beanspruchter Haut ohne allergieauslösende Inhalte unter Verwendung von natürlichen Rohstoffen.

- ✓ PEG-frei und ohne Duftstoffe
- ✓ paraffin- und silikonölfrei
- ✓ mit Vitamin E, Panthenol und Bisabolol
- ✓ zieht schnell ein und beeinträchtigt nicht die Desinfektionswirkung

Art. 10612, 100 ml Tube Art. 10613, 500 ml Flasche







# **FLÄCHE**



## **Curacid Medical**

Alkoholfreie Schnelldesinfektion mit sehr hoher Materialverträglichkeit für empfindliche Oberflächen.

- ✓ gegen alle behüllten Viren
- ✓ umfassend bakterizid, inkl. MRSA
- ✓ Einwirkzeit gem. VAH nur 60 Sek.

Art. 13049, 500 ml Flasche Art. 13050, 1L Flasche Art. 13051, 5L Kanister



### Citrofekt

Ökologisches Schnelldesinfektionsmittel für den Einsatz im Lebensmittelbereich, zur Beseitigung von Milben und zur Desinfektion von Käfigen und Stallungen.

- ✓ gegen alle behüllten Viren
- ✓ umfassend bakterizid, inkl. MRSA
- ✓ Einwirkzeit gem. VAH nur 60 Sek.

Art. 13800, 1L Sprühflasche Art. 13803, 5L Kanister



#### **Curacid Aktiv**

Schnelldesinfektion auf Ethanol-Basis für den universellen Einsatz in Medizin, Industrie und Küche.

- √ gegen alle behüllten Viren, inkl. Noro
- √ umfassend bakterizid, inkl. MRSA
- ✓ Einwirkzeit gem. VAH nur 60 Sek.

Art. 13651, 1L Flasche Art. 13652, 5L Kanister



#### Citrofekt Bau


Ökologisches Schnelldesinfektionsmittel für die Beseitigung von Schimmelpilzen und Hefen in Gebäuden.

- ✓ gegen Mischflora verschiedener Pilze in Gebäuden
- ✓ bis 1:1 verdünnbar
- √ ohne Chlor

Art. 13810, 1L Sprühflasche Art. 13813, 5L Kanister



Art. 13601, 5L Kanister





# **Curacid SF** Alkoholfreies Konzentrat zur

Herstellung eines Desinfektionsmittels für empfindliche Oberflächen wie Solarien und Fitnessgeräte. Einfaches Mischungsverhältnis von 1:9.

- ✓ gegen alle behüllten Viren
- ✓ umfassend bakterizid, inkl. MRSA
- ✓ keine Rissbildung bei Plexiglas
- ✓ 1L Konzentrat ergibt 10L gebrauchsfertige Lösung

Art. 13070, 1L Flasche



#### **Curacid DR10**

Desinfektionskonzentrat zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Lösung zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen im patientennahen Umfeld, Praxen und Laboratorien.

- ✓ gegen alle behüllten Viren, inkl. Noro
- ✓ umfassend bakterizid, inkl. MRSA
- ✓ löst auch leichten Kalk durch sauren pH-Wert
- ✓ Einwirkzeit gem. VAH 2 %/15 Min.

Art. 13102, 1L Dosierflasche Art. 13101, 5L Kanister



## **Curacid Food Rapid**

Schnelldesinfektion auf Alkoholbasis ohne weitere Zusatzstoffe. Daher sehr gut geeignet im Bereich der Lebensmittelproduktion und -verarbeitung.

- ✓ begutachtet nach EN13679 für Lebensmittelbereiche
- ✓ zus. wirksam gegen Salmonellen und Lactobakterien
- ✓ zus. wirksam gegen Hefen

Art. 13620, 1L Sprühflasche Art. 13622, 5L Kanister



#### **Curacid DR300**

Desinfektionskonzentrat zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Lösung zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen im Lebensmittelbereich. Universell einsetzbar.

- ✓ gegen alle behüllten Viren, inkl. Noro
- ✓ umfassend bakterizid, inkl. MRSA
- ✓ löst auch leichten Kalk durch sauren pH-Wert
- √ frei von DDAC und BAC
- ✓ Einwirkzeit gem. VAH 2 %/15 Min.

Art. 13400, 1L Dosierflasche Art. 13405, 5L Kanister Art. 13401, 10L Kanister



# FLÄCHE TÜCHER + SPENDEREIMER



**Gebrauchsfertige Vliestücher,** getränkt mit dem Schnelldesinfektionsmittel Curacid Aktiv 2000 oder mit dem alkoholfreien Curacid Medical. Blattgröße ca. 28 x 28 cm.

- ✓ schnell und praktisch in der Anwendung
- ✓ Vermeidung von Sprühnebel
- ✓ Vermeidung von Benetzungslücken

#### getränkt mit Curacid Aktiv 2000

Art. 13004, 120 Blatt Eimer Art. 13005, 120 Blatt Refill für Eimer

#### getränkt mit Curacid Medical

Art. 13010, 120 Blatt Eimer Art. 13011, 120 Blatt Refill für Eimer

# Desinfektionstücher in der Spenderdose

Gebrauchsfertige Vliestücher, getränkt mit dem Schnelldesinfektionsmittel Curacid Aktiv 2000 oder mit dem alkoholfreien Curacid Medical. Blattgröße ca. 13 x 20 cm.

- ✓ schnell und praktisch in der Anwendung
- ✓ Vermeidung von Sprühnebel
- ✓ Vermeidung von Benetzungslücken
- ✓ handliche Größe

### getränkt mit Curacid Aktiv 2000

Art. 13002, 120 Blatt Runddose Art. 13003, 100 Blatt Refill für Runddose

#### getränkt mit Curacid Medical

Art. 13025, 120 Blatt Runddose Art. 13027, 30 Blatt Pocketdose











#### **Spendereimer**

Praktische Kombinationen unterschiedlicher Eimer und Vliestücher erlauben einen universellen Einsatz für unterschiedlichste Ansprüche.

- ✓ für Desinfektions- und Reinigungsmittel
- √ thermisch in der Geschirrspülmaschine aufbereitbar

Art. 13080, Eimer Jockey P30 (Höhe 13,5 cm) Art. 13082, Eimer Jockey P34 (Höhe 15,5 cm) Art. 13036, Deckel "Basic", passend für P30/P34 Eimer Art. 13037, Deckel "Profi", passend für P30/P34 Eimer

Art. 13032, Spendereimer "Premium" incl. Deckel (Höhe 22,5 cm)

Art. 13033, Spendereimer "Mini" incl. Deckel (Höhe 15 cm)

Art. 13034, Spender-Flachbox incl. Deckel

#### Vliestücher

Art. 13040, 120 Blatt Vliestücher "Basic" (Höhe 12 cm) Art. 13041, 90 Blatt Vliestücher "Profi" (Höhe 14,5 cm)

90 Blatt Vliestücher "Profi" (Höhe 20 cm) Art. 13043, 30 Blatt Vliestücher

Art. 13042,

"Mini" (Höhe 14 cm) Art. 13044,

40 Blatt Vliestücher Flachstapel







### **PSA**

#### **Curacid PSA Ultra**

Desinfektionskonzentrat zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Lösung zur Reinigung und Desinfektion von persönlicher Schutzausrüstung. Für den Einsatz mit kaltem Wasser.

- ✓ gegen alle behüllten Viren
- √ umfassend bakterizid, inkl. TB
- ✓ geprüft von der Fachstelle für Atemschutz DEKRA EXAM
- ✓ gute Schmutzlöslichkeit durch alkalischen pH-Wert
- √ keine Raumluftbelastung
- ✓ Einwirkzeit gem. VAH 1 %/15 Min.

Art. 13900, 1L Dosierflasche Art. 13901, 5L Kanister Art. 13902, 10L Kanister





Desinfektionskonzentrat zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Lösung zur Reinigung und Desinfektion von persönlicher Schutzausrüstung. Für den Einsatz in Maschinen.

- ✓ gegen alle behüllten Viren
- √ umfassend bakterizid, inkl. TB
- ✓ sehr gute Materialvertäglichkeit
- √ schaumfrei
- ✓ Einwirkzeit gem. VAH 1 %/5 Min.

Art. 13940, 5L Kanister Art. 13941, 10L Kanister



#### **EndoStar Neu**

Desinfektionskonzentrat zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Lösung zur Reinigung und Desinfektion von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten.

FLÄCHE SPEZIAL

- ✓ vollviruzid gem. RKI-Richtlinie
- √ gegen alle behüllten und unbehüllten Viren
- ✓ keine Raumluftbelastung
- √ für Einlegeverfahren und Ultraschall
- ✓ Einwirkzeit gem. VAH 3 %/15 Min.

Art. 15300, 2L Flasche Art. 15301, 5L Kanister

#### **DeltaGuard**

**Sporizides Desinfektionskonzentrat** zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Lösung zur Reinigung und Desinfektion von Flächen.

- ✓ vollviruzid gem. RKI-Richtlinie
- √ sporizid
- ✓ hervorragende Reinigungseigenschaften
- ✓ Einwirkzeiten ab 1 %/5 Min.

Art. 13300, 2L Flasche Art. 13301, 5L Kanister



#### **Curacid PSA Rapid**

Alkoholfreie Schnelldesinfektion mit sehr hoher Materialverträglichkeit für den universellen Einsatz in industriellen Bereichen.

- √ gegen alle behüllten Viren
- ✓ umfassend bakterizid, inkl. MRSA
- √ gute Reinigungsleistung
- ✓ Einwirkzeit gem. VAH nur 60 Sek.

Art. 13910, 1L Flasche



#### **Curacid PSA Rinse**

**Kraftvolles Reinigungsmittel** für die manuelle Vorreinigung vor der Desinfektion von persönlicher Schutzausrüstung.


- √ sehr gute Schmutz- und Fettlöslichkeit
- ✓ sehr gute Abspülbarkeit
- ✓ sehr gute Materialvertäglichkeit

Art. 13920, 1L Flasche





# APPLIKATIONS-HILFEN



Für alle gängigen Euro-Rechteckflaschen zur sauberen und hygienischen Entnahme von Desinfektionsmitteln und Waschlotionen.

- √ Edelstahlpumpe
- ✓ autoklavierbar
- ✓ inkl. Befestigungsmaterial
- ✓ abschließbare Verschlussblenden optional

Art. 18100, für 500 ml, langer Armhebel Art. 18102, für 500 ml, kurzer Armhebel Art. 18101, für 1L, langer Armhebel Art. 18103, für 1L, kurzer Armhebel



Für alle gängigen Euro-Rechteckflaschen zur sauberen und hygienischen Entnahme von Desinfektionsmitteln und Waschlotionen. Universell einsetzbar für 500 ml und 1L Flaschen.

- √ hochwertiger Kunststoff
- ✓ inkl. Befestigungsmaterial
- ✓ inkl. Flaschenadapter
- √ Tropfschale optional

Art. 18060, für 500 ml und 1L Flaschen

#### Handsprühköpfe

Für den Einsatz auf Flaschen mit DIN25 Gewinde.

Art. 18007, Basic (blau) Art. 18008, Profi (rot)

#### Dosierpumpe

Für Flaschen und Kanister.

Art. 18004, für DIN25 Gewinde, 2 ml Hub

Art. 18005, für DIN51 Gewinde, 20 ml Hub







# **ZUBEHÖR**

#### Kanisterschlüssel

Zum leichten Öffnen und Schließen von Kanistern.

Art. 18010, für DIN51 Gewinde

#### Kanisterauslaufhahn

Zum leichten und sauberen Entnehmen.

Art. 18013, für DIN51 Gewinde

#### Druckpumpzerstäuber

Für das leichte Ausbringen von Flüssigkeiten auf größeren Flächen.

Art. 18015,

1L Druckpumpzerstäuber

Art. 18016,

30 cm Verlängerungsrohr

#### Verschlussblende

Schutz vor unerlaubter Entnahme von Flaschen.

Art. 18201,

für 500 ml Spender, inkl. Schlüssel

Art. 18202,

für 1L Spender, inkl. Schlüssel

#### **Tropfschale**

Für Universal-Armhebelspender.

Art. 18062

#### **Ersatzpumpe**

Für Universal-Armhebelspender.

Art. 18064



# **CLEAN and MORE**

powered by STORE FOUR Kirchweg 127 24568 Henstedt-Ulzburg +49 (0)4193/8062-0 contact@store4four.de